



OptiShade™

Poenostavljeni univerzalni kompozitni sistem

Poenostavite potek dela s samo tremi odtenki.

OptiShade na podlagi tehnologije prilagodljivega odziva zajame vseh 16 običajnih odtenkov VITA® z zgolj tremi odtenki. Poenostavite upravljanje inventarja in prihranite čas pri izbiri odtenka, hkrati pa zaupajte v vrhunske lastnosti z vidika uporabe in izjemno estetske restavracije. Uporabite OptiShade, da bodo vaši pacienti samozavestno nasmejani, vaše delo pa preprosto.

Lastnosti in prednosti



Poenostavite ujemanje odtenkov

Lažja in hitrejša izbira odtenka. OptiShade zajame vseh 16 običajnih odtenkov VITA z zgolj tremi odtenki: svetlim, srednjim, temnim.



Tehnologija prilagodljivega odziva (ART)

Omrežje polnila ART, preverjena tehnologija, ki jo najdemo v kompozitu Harmonize™, vam pomaga oblikovati realistične restavracije, ki se ponašajo z izjemno trdnostjo in edinstvenim videzom.



Poenostavite upravljanje inventarja

Prihranite čas in denar z zelo malo odtenki, s katerimi boste zajeli skoraj vse odtenke kompozitov. Pospravite svoje police, izognite se obremenjujočim ponovnim naročilom preveč različnih številok delov in zmanjšajte ali pozabite na izdelke s pretečenim rokom.



OptiShade lahko uporabljate pri vseh razredih kavitet

Za razliko od kompozita konkurenčne blagovne znamke A lahko OptiShade samozavestno uporabljate pri vseh razredih kavitet brez uporabe maskiranja barve, kot potrebuje konkurenca A.

Poenostavitev brez kompromisov


Poenostavite potek dela in upravljanje zalog, ne da bi s tem ogrozili stvari, ki so pri restavracijah najbolj pomembne.

Restavracije s sijajem


OptiShade z manjšo velikostjo delcev 50 nm omogoča boljše poliranje ter trajno ohrani lesk in sijaj.²

Grafikon polirnosti (GU)

Progloss, 10 sekund




Sijaj po obrabi zobne ščetke (GU)



Trajnejše restavracije


Sistem ART omogoča visoko 81-odstotno vsebnost polnila za trajno odlično trdnost, manj krušenja in zlomov.

Upogibna trdnost (MPa)



Univerza v Alabami v Birminghamu

Volumetrična obraba (mm³)



Odlična RTG kontrastnost


Bolj kot je kompozit radiološko viden, lažje je restavracijo razlikovati od zobne strukture pri radiografiji. OptiShade bo s 300-odstotno RTG kontrastnostjo v primerjavi z aluminijem na RTG posnetkih zelo dobro viden.¹



Radiografija zoba z restavracijo razreda II.²


Optimalna prosojnost

OptiShade zagotavlja idealno motnost za posnemanje zobne strukture in boljše prikrivanje zobnih madežev ter se lepo zlije s sosednjimi zobmi za bolj realistično restavracijo.²



Lepše ujemanje

OptiShade ima izboljšani učinek spreminjanja barv za boljše ujemanje v primerjavi s kompozitom konkurenčne blagovne znamke A, ki se uporablja z materialom BLOCKER.²




OM - Konkurenčni kompozit A z materialom BLOCKER OS - OptiShade™

Pred kompozitom OptiShade in po njem


Ustreza vodniku za odtenke VITA

SVETEL



A1, B1, B2, C1, D2

SREDNJI



A2, A3, C2, D3, D4

TEMEN



A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Slike primera z dovoljenjem Dr. Matthewa Millerja

Informacije za naročilo

- 37111** Brizga, svetla
- 37112** Brizga, srednja
- 37113** Brizga, temna
- 37114** Brizga, beljeno bela
- 37115** Brizga, univerzalno motna

- 37116** Unidose, 20 kosov, svetla
- 37117** Unidose, 20 kosov, srednja
- 37118** Unidose, 10 kosov, temna
- 37119** Unidose, 10 kosov, beljeno bela
- 37120** Unidose, 10 kosov, univerzalno motna

Za več informacij obiščite kerrdental.com.

Viri:

1. Univerza v Alabami v Birminghamu
2. Interni podatki podjetja Kerr. Na voljo na zahtevo.

OptiShade/SimpliShade je blagovna znamka podjetja Kerr Corporation. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Študija Univerze v Alabami v Birminghamu je bila slepa študija, ki jo je sponzoriral Kerr.