



SIMPLEE®

All you need. No more. But no less.



ALLES, WAS SIE BRAUCHEN.
NICHT MEHR.
ABER AUCH NICHT WENIGER.

EIN BOND FÜR ALLE FÄLLE.



35⁹⁰



SIMPLEE® UNIVERSAL BOND

Selbstätzendes Universal Bonding, lichthärtend. Für alle Atz-techniken geeignet. Sehr gute Haftung auch auf feuchtem Dentin. Kann mit allen dual-, selbst- oder lichthärtenden Materialien angewendet werden. Auch verwendbar als Primer für Metall und Keramik. Reparaturen an Composite und Keramik.

Indikation: Alle Klassen der direkten Restaurationen mit Composite (Klasse I bis V). Befestigung von Wurzelstiften, Kronen, Inlays / Onlays, Veneers.

5 ml

156 110

1 Fl.

€ 35,90



SIMPLEE® HOLZKEILE

NEU

Anatomisch geformte Holzkeile für eine optimale Gestaltung der Füllung und Anpassung der Matritze.

Größe / Farbe 100 Stck.

xs, pink 156 061

s, blau 156 062

m, grün 156 063

1 Pckg. € 6,30



6³⁰



SIMPLEE® SECTIONAL MATRIX SYSTEM

NEU

Teilmatrizensystem für Klasse II Restaurationen. Für perfekte Kontaktpunkte und anatomisch korrekte Zahnformen im Seitenzahnbereich. Das Simplee Teilmatrizensystem ist für die einfache Realisierung optimaler, großflächiger Approximalkontakte und bauchiger Zahnformen. Die speziell geformten Silikonkants werden auf die Füße des Matrizierings gesetzt und fügen sich genau an die Matritze an, sie gewährleisten somit einen noch besseren Halt und verhindern das Eindringen der Füße des Matrizierings in den Interdentalraum. Matriziering aus Nickel-Titan, verstärkt mit einem hochwertigen Kunststoff, Matriziering und Silikonkants sind autoklavierbar bis 134 °C.

Ring Kit:

- 2 Matriziererringe
 - 6 Silikonkants
 - 100 Matrizierbänder gemischt
- 156 120 1 Kit € 63,90
- 2 Matriziererringe, 6 Silikonkants
- 156 121 1 Pckg. € 26,90

Matrizierbänder 0,04 mm:

- Molar 6,4 mm, mit zervikaler Ausdehnung, 25 Stck.
- 156 122 1 Pckg. € 18,90
- Molar 6,4 mm, 50 Stck.
- 156 123 1 Pckg. € 25,95
- Prämolare 5 mm, 50 Stck.
- 156 124 1 Pckg. € 25,95

ab 18⁹⁰



SIMPLEE® PROTHESENFINISH

Hochglänzendes Finishing-Spray zur Oberflächenbehandlung von prothetischen Kunststoffarbeiten wie Voll-, Teil- und Modellgussprothesen sowie Aufbiss-schienen. Lässt sich leicht aus 4 - 5 cm Entfernung aufsprühen und mit einem weichen Tuch leicht polieren.

Besondere Eigenschaften:

- Aufwertung von prothetischen Arbeiten
- Reinigungseffekt
- angenehmer frischer Minz-Geschmack
- zusätzlich desinfizierender Wirkung
- seidenmatter Glanz

75 ml

093 996 1 Dose € 6,80

6⁸⁰



SIMPLEE® SCAN SPRAY

Klassisches Matherungs-Scan Spray mit einem feinen über dichten Pulverfilm von 5 µm für den Laboralltag. Trocknet zügig nach dem Auftragen. Durch die erhöhte Dichte auch gut für das Abdecken von Metall-restaurationen geeignet. TiO₂ frei. Farbe: weiß. Nur für den extraoralen Gebrauch anzuwenden!

200 ml

093 994 1 Dose € 19,90

19⁹⁰

SIMPLEE® PINSELEINSÄTZE

100 Stck.:

fein, transparenter Schaft

300 100 1 Pckg. € 3,65

medium, roter Schaft

300 101 1 Pckg. € 3,65

groß, transparenter Schaft

156 103 1 Pckg. € 3,65

ab 10 Pckgn.
einer Größe je Pckg. € 2,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel

156 101 1 Pckg. € 0,99



fein

medium

groß

ab 2⁹⁰

SIMPLEE® MICRO TIPS

Miniatur Applikationsspitzen, beflokt.

Zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

transparent, 100 Stck.

156 100 1 Pckg. € 3,90

Halter für Simplee Micro Tips/Pinsel

156 101 1 Pckg. € 0,99



3⁹⁰



SIMPLEE® FLEXIBRUSH

Biegbare Pinsel zum Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen.

medium blau, 100 Stck.

156 102 1 Pckg. € 6,90



6⁹⁰

blau (regular)



gelb (fine)



weiß (x-fine)



3⁹⁰

SIMPLEE® MICRO APPLIKATOREN

Befloktete Micro Applikatoren zum genauen Applizieren von Flüssigkeiten und Gelen, biegsam. Länge: 10 cm.

Farbe	100 Stck.
blau (regular)	156 105
gelb (fine)	156 106
weiß (x-fine)	156 107
1 Pckg.	€ 3,90

SIMPLEE® LICHTSCHUTZHÜLLEN

NEU

21⁹⁰

Zum Schutz der Speicherfolie gegen
Lichteinfall und Kontamination. Sicherer
Schutz durch die selbstklebende Lasche.

Größe	200 Stck.
0 (für 2 x 3 cm)	156 400
1 (für 2 x 4 cm)	156 401
2 (für 3 x 4 cm)	156 402
3 (für 2,7 x 5,4 cm)	156 403
1 Pckg.	€ 21,90



SIMPLEE® ANMISCHBLÖCKE


Für Abformmassen, Zemente und Composites.
Aus speziell einseitig beschichtetem, abriebfestem
Papier, zweiseitig geblockt.

7 x 9,5 cm, 60 Blatt

300 105 1 Pckg. **€ 1,90**

12,5 x 18 cm, 25 Blatt

300 106 1 Pckg. **€ 2,80**



ab 1⁹⁰

SIMPLEE® ETCHING GEL

36%iges Phosphorsäure-Ätzgel. Zum Ätzen des
Schmelzes und/ oder des Dentins in der adhäsiven
Füllungstechnik. Durch die Einfärbung und die
standfeste Gel-Konsistenz ist die Anwendung
einfach und gut kontrollierbar. Farbe: blau.

20 x 1,4 ml Spritzen,
25 Applikationskanülen

156 115 1 Pckg. **€ 52,90**

Applikationskanüle 22G,
gebogen 45°, blau,
10 mm lang, 100 Stck.

156 104 1 Pckg. **€ 12,90**

Applikationskanüle 20G,
gebogen, schwarz,
11 mm lang, 100 Stck.

100 112 1 Pckg. **€ 12,90**



SIMPLEE® EINMALSPRITZEN

Sterile Einmalspritze 3 ml inkl. Spülkanüle.


Größe 100 Stck.

23 G, 0,6 mm **500 727**

27 G, 0,4 mm **500 728**

30 G, 0,3 mm **500 729**

1 Pckg. **€ 29,90**



29⁹⁰

SIMPLEE® BRUSH FLO TIPS

Zum Applizieren und Einreiben von blutstillender, retrahierender Mittel in den Sulkus. Entfernt zugleich oberflächliches Koagulum.

19 G, 100 Stck.

156 208 1 Pckg. **€ 54,90**



54⁹⁰

NEU

SIMPLEE® EXACTA FINE TIPS

Mit Luer Lock Ansatz und Metallkanüle gebogen, Ø 0,5 mm, für die punktförmige Applikation. Ideal für dünnfließende Materialien.

25 G, 100 Stck.

156 109 1 Pckg. **€ 15,50**



15⁵⁰

NEU

SIMPLEE® EXACTA BRUSH TIPS

Zur Applikation von niedrig viskosen Materialien. Luer-Lock.

100 Stck.

156 108 1 Pckg. **€ 49,90**



49⁹⁰

NEU

SIMPLEE® EXACTA TIPS

Zur Applikation von mäßig viskosen Materialien. Ø 1,0 mm. Luer-Lock.

18 G, 100 Stck.

156 118 1 Pckg. **€ 32,90**



32⁹⁰

NEU

SIMPLEE® IRRIGATION TIPS DUAL PORT

Mit zwei seitlichen Spülöffnungen hinter dem geschlossenen Kanülenende. Die weiche flexible Spitze folgt optimal einer apikalen Krümmung. Luer-Lock.

Größe 20 Stck.

27 G, Ø 0,4 mm **156 591**

30 G, Ø 0,3 mm **156 592**

1 Pckg. **€ 19,90**



19⁹⁰

NEU

SIMPLEE® IRRIGATION TIPS

Spülkanüle mit stumpfer Spitze. Die Kanüle ist an der Spitze seitlich geöffnet, um die Gefahr zum durchbrechen der Flüssigkeiten durch den Apex zu vermeiden. Luer-Lock.

Größe 20 Stck. 100 Stck.

23 G, Ø 0,6 mm **156 585 156 588**

27 G, Ø 0,4 mm **156 586 156 589**

30 G, Ø 0,3 mm **156 587 156 590**

1 Pckg. **€ 8,90 € 39,90**



ab 8⁹⁰

NEU

ab 7⁵⁰

SIMPLEE[®] ALGINAT

Staubfreies Alginat, für eine detailgetreue Abformung.
Mit langer Dimensionsstabilität (100 Stunden)
Pfefferminzgeschmack. Ab Herstellungsdatum 5 Jahre haltbar.

Lieferbar in drei Varianten:

Simplee Alginat:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat quick:

schnellabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 30 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 40 Sek., Farbe: blau.

Simplee Alginat color:

normalabbindend, Anmischzeit: ca. 45 Sek.,
Vorbereitung bis zur Abdrucknahme: 1 Min. 45 Sek.,
Abbindezeit im Mund: 30 Sek.,
Abbindezeit gesamt: 1 Min. 55 Sek.,
Farbe: lila über rosa zu weiß.

	Beutel: 500 g	Bulkpackung: 20 Beutel à 500 g
Alginat	156 201	156 200
Alginat quick	156 203	156 202
Alginat color	156 205	156 204
1 Pckg.	€ 7,50	€ 139,00
ab 2 Pckgn. einer Variante, je Pckg.	–	€ 133,00



SIMPLEE[®] SIMPLEEDRY

Die SimpleeDry nehmen das 30-fache Ihres Gewichts auf.
Flexibel, passen sich der Wangenbewegung an. Effektiver
Ersatz für Kofferdämmen, vollständige Abdeckung der
Parotisdrüse. Mit Polyethylenfolie als Schnittschutz. Bleibt an
Ort und Stelle, ist aber leicht mit Wasserspray zu entfernen.

Größe	50 Stck.
klein	156 552
groß	156 553
1 Pckg.	€ 8,50

8⁵⁰



SIMPLEE® BISSREGISTRAT FAST

NEU

Schnellabbildendes Bissregistrierungsmaterial, additions-
vernetzend. Das Material bietet eine kurze aber stressfreie
Verarbeitungszeit und eine kurze patientenfreundliche
Mundverweildauer (je 30s). Farbe rot mit frischem Himbeer-
aroma. Shore A85.

2 x 50 ml, 12 Mischkanülen

156 220 1 Pckg. **€ 31,50**

31⁵⁰



47⁹⁰

SIMPLEE® BRIGHTER

NEU

Kosmetisches Zahnaufhellungsgel in Verbindung mit individuellen
Schienen für die Anwendung zu Hause. Das klare und hochviskose
Gel verbleibt in der Schiene und läuft nicht heraus. Wahlweise mit
10 %igem oder 16 %igem Carbamidperoxid (gleichwertig zu
3,6 % und 5,8 % Wasserstoffperoxid). Angenehmes Miniaroma.

10 x 1,2 ml Spritzen:

10 %

156 802 1 Pckg. **€ 47,90**

16 %

156 803 1 Pckg. **€ 47,90**

SIMPLEE® RETRAKTIONSPASTE

NEU

Die Simplee Retraktionspaste dient zur Verdrängung der marginalen
Gingiva sowie zur Trocknung des Sulkus und stoppt schnell Gingiva-
Blutungen. Somit sorgt die Paste für ein trockenes Arbeitsfeld.

Wirkstoff: Aluminiumchlorid. Durch die Einfärbung hat die Paste
einen guten Kontrast zur Gingiva und lässt sich einfach und gewebe-
schonend entfernen. Farbe: grün.

Unitdose, 30 x 0,24 g

156 215 1 Pckg. **€ 54,90**



54⁹⁰



SIMPLEE® MUNDSCHUTZ IIR

- Mundschutz 3-lagig mit elastischen Schlaufen und Nasenbügel
- Filterleistung >98% gem. EN 14683 Typ IIR
- Hoher Tragekomfort, atmungsaktiv und äußerst flüssigkeitsbeständig

Farbe 50 Stck.

schwarz **700 131**

magenta **700 132**

indigo **700 133**

fossil **700 134**

blau **156 555**

1 Pckg. **€ 2,99**

2⁹⁹



SIMPLEE® DENTAL SET

NEU

Steriles OP-Set für kleinere bis mittlere Eingriffe im Bereich Implantologie, Parodontologie und Kieferchirurgie.

Inhalt:

- 1 Einschlagtuch 75 x 75 cm
- 1 Lochtuch 150 x 150 cm
- 2 Abdecktücher 45 x 75 cm
- 2 Schlauchüberzüge 8 x 120 cm inkl. 2 Klebestreifen 10 x 24,5 cm

ab 9⁹⁰

156 568 1 Pckg. **€ 10,50**

ab 10 Pckgn. je Pckg. **€ 9,90**



SIMPLEE® NITRIL HANDSCHUHE 200 STCK.

Puderfreier Nitril Handschuh. Der hochelastische und weiche Handschuh bietet ein angenehmes Tragegefühl und hat eine hohe Tastsensibilität. Sicherer Halt durch die angerauten Fingerspitzen. AQL 1,5, hergestellt gem. EN455, auch als Chemikalienhandschuh gem. EN 374 zugelassen. Zertifiziert nach ISO 9001, EN 13485.

Größe	200 Stck. blau	200 Stck. weiß	100 Stck. weiß
XS	156 570	156 574	–
S	156 571	156 575	–
M	156 572	156 576	156 562
L	156 573	156 577	–
1 Pckg.	€ 9,90	€ 9,90	€ 7,50
ab 10 Pckgn., je Pckg.	€ 8,90	€ 8,90	€ 6,95

ab 8⁹⁰
200 STCK.





SIMPLEE® EINWEGSERVIETTENHALTER

Dehnbarer und anpassungsfähiger Serviettenhalter aus elastischen Fasern. Mit Klebenden zum Befestigen an jedem Lätzchen. Entspricht den aktuellen Hygienempfehlungen, lästiges Aufbereiten entfällt.

250 Stck.

156 528

1 Pckg.

€ 9,20

920



SIMPLEE® OSHIBORI WELLNESS TUCH

Alkoholfreies feuchtes Frotteetuch für die Kalt- oder Warmanwendung mit Aloe Vera Duft. Ein Pflege- und Entspannungstuch nach einer langen Sitzung oder einer PZR. Tuchgröße 220 x 220 mm, biologisch abbaubar, wiederverwendbar.

298 048 1 Stck. € 0,99

ab 10 Stck. je Stck. € 0,89

ab 0⁸⁹



NEU



16⁵⁰



SIMPLEE® PATIENT NAPKINS

Patientenservietten mit Papier- und PE-Folie.
Größe 33 x 45 cm.

Farbe	500 Stck.
lilac	256 505
pink	256 506
white	256 507
dark blue	256 508
green	256 509
1 Pckg.	€ 16,50



SIMPLEE® GRACEY KÜRETEN

16⁹⁰

Küretten nach Gracey für subgingivales
Scaling und Wurzelglättung.

Fig. 1/2

156 615 1 Stck. € 16,90

Fig. 3/4

156 616 1 Stck. € 16,90

Fig. 5/6

156 617 1 Stck. € 16,90

Fig. 7/8

156 618 1 Stck. € 16,90

Fig. 9/10

156 619 1 Stck. € 16,90

Fig. 11/12

156 620 1 Stck. € 16,90

Fig. 13/14

156 621 1 Stck. € 16,90

Fig. 15/16

156 622 1 Stck. € 16,90

Fig. 1/2



Fig. 3/4



Fig. 5/6



Fig. 7/8



Fig. 9/10



Fig. 11/12



Fig. 13/14



Fig. 15/16



SIMPLEE® ZAHNSONDEN

Zahnsonde aus rostfreiem Stahl mit
feinem Arbeitsende und Rundgriff.

Fig. 9

156 610 1 Stck. € 4,90

Fig. 23

156 611 1 Stck. € 4,90

Fig. 8

156 612 1 Stck. € 4,90

Fig. 17

156 613 1 Stck. € 4,90

ab 10 Stck.
einer Ausführung je Stck. € 4,60

ab 20 Stck.
einer Ausführung je Stck. € 4,30

Fig. 9



Fig. 23



Fig. 8



Fig. 17



SIMPLEE® ASPIRATIONSSPRITZE

29⁹⁰

Zylinderampullenspritze (1,8 ml) mit Kipp-
Vorrichtung und 3 Aspirationshaken

156 625 1 Stck. € 29,90



SIMPLEE® HEIDEMANNSPATEL

Hohler Rundgriff.

Nr. 19, 2,0 mm

156 605 1 Stck. € 7,20

Nr. 20, 2,5 mm

156 606 1 Stck. € 7,20

Nr. 21, 3,0 mm

156 607 1 Stck. € 7,20

ab 10 Stck.

einer Ausführung je Stck. € 6,70



ab **6⁷⁰**

16⁹⁰

SIMPLEE® SCALER

Scaler zum Entfernen von subgingivalem Zahnstein und Konkrementen.

204S

156 627 1 Stck. € 16,90

204SD

156 628 1 Stck. € 16,90

H6/H7

156 629 1 Stck. € 16,90



SIMPLEE® MUNDSPIEGELGRIFFE

6-Kant, hohl

156 630 1 Stck. € 2,70

ab 10 Stck.

je Stck. € 2,50

ab 20 Stck.

je Stck. € 2,30

8-Kant, massiv

156 631 1 Stck. € 2,30

ab 10 Stck.

je Stck. € 2,10

ab 20 Stck.

je Stck. € 1,90

Fingerform, hohl


156 632 1 Stck. € 7,70

ab 10 Stck.

je Stck. € 7,20

ab 20 Stck.

je Stck. € 6,90



ab **1⁹⁰**

SIMPLEE® PINZETTEN

Pinzetten mit geriefelter Spitze.

Meriam 16 cm

156 600 1 Stck. € 5,30

College 15 cm

156 601 1 Stck. € 5,30

ab 10 Stck.

je Stck. € 4,90

ab 20 Stck.

je Stck. € 4,60

ab **4⁶⁰**



SIMPLEE® TRAY ALU

Instrumenten Trays aus Aluminium, silber. 284 mm x 183 mm. Nicht für den Thermodesinfektor geeignet.

NEU

für 11 Instrumente

256 026 1 Stck. € 8,50

für 17 Instrumente

256 024 1 Stck. € 8,50

Bodenteil ungelocht, 17 mm

256 022 1 Stck. € 11,90

Deckel ungelocht, 29 mm

256 023 1 Stck. € 11,90

ab **8⁵⁰**



33⁹⁰

für Dentsply Sirona® geeignet:

Dentsply Sirona® Zahnsteinentfernungsgeräte:

sr3l Universal
156 013 1 Stck. € 33,90

sr4l Universal fein
156 014 1 Stck. € 33,90

srPE1 Perio
156 037 1 Stck. € 33,90

sr2l Versatile
156 036 1 Stck. € 33,90

sr1l General
156 035 1 Stck. € 33,90

srPE2 Perio rechts gebogen
156 038 1 Stck. € 33,90

srPE3 Perio links gebogen
156 039 1 Stck. € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für Sirona®
156 025 1 Stck. € 21,80

für ACTEON® geeignet:

ACTEON® Zahnsteinentfernungsgeräte:

s1 Universal
156 021 1 Stck. € 33,90

s10X interdental/ approximal
156 022 1 Stck. € 33,90

s10P sub-/ supragingival
156 023 1 Stck. € 33,90

S10Z subgingival
156 046 1 Stck. € 33,90

S1S sub-/supra slim
156 047 1 Stck. € 33,90

sh3 anterior Para
156 048 1 Stck. € 33,90

für EMS® geeignet:

EMS® Zahnsteinentfernungsgeräte:

eA Universal
156 018 1 Stck. € 33,90

eA Universal
+ Drehmomentschlüssel
109 863 1 Stck. € 46,90

eP Perio
156 019 1 Stck. € 33,90

Drehmomentschlüssel:

für EMS®
156 027 1 Stck. € 21,80

ePS Perio fein
156 020 1 Stck. € 33,90

ePS Perio fein
+ Drehmomentschlüssel
109 864 1 Stck. € 46,90

ePL Perio
156 049 1 Stck. € 33,90

ePL Perio
+ Drehmomentschlüssel
109 865 1 Stck. € 46,90

für KaVo® geeignet:

KaVo® Sonicflex™ 2000 N/ Lux 2003 LX:



k5 Universal
156 007 1 Stck. € 33,90



k6 Sichel
156 008 1 Stck. € 33,90



k7 Perio
156 009 1 Stck. € 33,90



k60 lang
156 031 1 Stck. € 33,90

KaVo® Sonicflex™ 2008:



k61 paro
156 033 1 Stck. € 33,90



k62 paro
156 034 1 Stck. € 33,90

KaVo® Piezolux/Sonosoft:



k11 Universal
156 010 1 Stck. € 33,90



k9 Sichel
156 011 1 Stck. € 33,90



k10 Perio
156 012 1 Stck. € 33,90

KaVo® Sonicflex™ quick 2008:



k5A Universal
156 003 1 Stck. € 33,90



k6A Sichel
156 004 1 Stck. € 33,90



k7A Perio
156 005 1 Stck. € 33,90



k8A Perio extralang
156 006 1 Stck. € 33,90



k60A lang
156 032 1 Stck. € 33,90

KaVo® Piezo LED™:



k201
156 000 1 Stck. € 33,90



k202
156 001 1 Stck. € 33,90



k203
156 002 1 Stck. € 33,90

Drehmomentschlüssel:



für KaVo® Sonicflex™
156 024 1 Stck. € 21,80



für KaVo® Sonicflex™
156 029 1 Stck. € 28,90



für KaVo® Piezo LED™/Piezo soft*
156 030 1 Stck. € 28,90

für NSK® geeignet:

NSK® Aircaler:



nS1 Universal
156 015 1 Stck. € 33,90



nS2 Sichel
156 016 1 Stck. € 33,90



nS3 Perio
156 017 1 Stck. € 33,90



nS20
156 045 1 Stck. € 33,90

NSK® Varios 970:



nG1
156 040 1 Stck. € 33,90



nG16
156 041 1 Stck. € 33,90



nG6
156 043 1 Stck. € 33,90



nG8
156 044 1 Stck. € 33,90



nG4
156 042 1 Stck. € 33,90

Drehmomentschlüssel:



für NSK®
156 026 1 Stck. € 21,80

* KaVo ist eine eingetragene Marke der Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 Biberach, DE
Dentsply Sirona ist eine eingetragene Marke der Dentsply Sirona Deutschland GmbH, 64625 Bensheim, DE
NSK ist eine eingetragene Marke der NSK Europe GmbH, 65760 Eschborn, DE
ACTEON ist eine eingetragene Marke der ACTEON Germany GmbH, 40468 Düsseldorf, DE
EMS ist eine eingetragene Marke der E.M.S. Electro Medical Systems S.A., 1260 Nyon, CH

SIMPLEE® WATTEROLLEN

Watterollen aus 100% Baumwolle. Hautfreundlich, kein Ankleben an der Mundschleimhaut.

Größe / Ø 300 g

1 / 0,8 cm **156 565**

2 / 1,0 cm **156 566**

3 / 1,2 cm **156 567**

1 Pckg. **€ 2,99**



2⁹⁹



SIMPLEE® EINMALZAHNBÜRSTEN

3-reihig, mit Zahnpasta imprägniert. Farbe transparent, Packung mit 100 Stck., einzeln hygienisch verpackt.

100 Stck.

156 800 1 Pckg. **€ 7,90**



7⁹⁰

SIMPLEE® BIO EINMAL- ZAHNBÜRSTEN

Einmalzahnbürste mit Weizenstroh. 4-reihig mit Zahnpasta imprägniert. Einzeln hygienisch verpackt.

blau, 100 Stck.

728 817 1 Pckg. **€ 9,90**



9⁹⁰

SIMPLEE® DAPPENBEHÄLTER

Glatte und gezackte Dappenbehälter aus Kunststoff. Die Bio Dappenbehälter wurden aus fossil freiem Material (Baumöl) hergestellt. Die Dappenbehälter sind nicht sterilisierbar. Kein Medizinprodukt.

Farbe	glatt, 50 Stck.	gezackt, 50 Stck.
weiß	411 501	411 506
gelb	411 502	—
blau	411 503	411 507
rot	411 504	—
schwarz	411 505	—
1 Pckg.	€ 1,90	€ 1,90

Farbe	BIO glatt, 50 Stck.	BIO gezackt, 50 Stck.
weiß	411 508	411 509
1 Pckg.	€ 2,10	€ 2,10

ab 1⁹⁰



gezackt

glatt





SIMPLEE® PROPHY CARE TUB

NEU

Fluoridhaltige Polierpaste in 4 verschiedenen Körnungen. Die Polierpaste hat einen milden Minze- und spritzt nicht während der Behandlung, bleibt homogen und trocknet nicht aus.

RDA 250 bei sehr starken Belegen und Rauigkeiten

RDA 170 bei mittleren Belegen und Verfärbungen

RDA 120 bei geringen Belegen und Verfärbungen

RDA 40 zur Endpolitur

Körnung Tube, 60 ml

RDA 250 blau (125µ) **156 825**

RDA 170 grün (70µ) **156 826**

RDA 120 rot (20µ) **156 827**

RDA 40 gelb (2µ) **156 828**

1 Pckg. **€ 18,95**

18⁹⁵



SIMPLEE® PERIO PLUS ALL IN ONE POWDER

NEU

Polierpulver auf Basis von Tagatose für den sub- und supragingivalen Bereich und zur Implantatreinigung. Durch die Korngröße (15µ) und die besondere Teilchengeometrie ist es sehr schonend für die Zahn- und Zahnwurzeloberfläche und zeigt eine herausragende Reinigungs- und Politurleistung. Neutraler Geschmack.

120 g
156 815 1 Pckg. **€ 16,90**



16⁹⁰



SIMPLEE® ZAHNSEIDE

Simplee Zahnseide gewachst mit Minzgeschmack in einer praktischen Spenderbox.

gewachst, 40 m
156 820 1 Pckg. **€ 2,50**



2⁵⁰



SIMPLEE® ZR-BÜRSTEN

Mit Nylonbesatz. Nicht sterilisierbar. Für Winkelstück.

Härtegrad 100 Stck.

pink soft **156 805**

weiß hart **156 806**

1 Pckg. **€ 38,50**



38⁵⁰



SIMPLEE® PROPHY-POLIERER

Latexfreie Einwegpolierer in 2 Härtegraden. Für Winkelstück.

Farbe 24 Stck.

blau, weich **156 810**

gelb, fest **156 811**

1 Pckg. **€ 8,60**



8⁶⁰



SIMPLEE® **KÄLTESPRAY**

Kältespray zum schnellen Vereisen von Schaumstoffpellets, zur Vitalitätsprüfung und zum Abkühlen von Abdruckmaterial. FCKW-frei, Austrittstemperatur -50°C, Minzaroma.

200 ml

156 210

1 Dose

€ 4,10

4¹⁰

SIMPLEE® **WET WIPES AF**

Alkoholhaltige, aldehydfreie gebrauchsfertige Tücher (15 x 21 cm) zur Desinfektion von medizinischem Inventar und medizinischen Flächen mit angenehm frischem Duft. Fusselfreie Tücher aus einem Mischgewebe aus Polyester und Viskose. Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (M. tuberculosis), „begrenzt viruzid“ (wirksam gegen behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV), wirksam gegen Adeno-, Noro-, Rota-Viren. VAH-gelistet. Als Spenderbehältnis empfehlen wir den Quattro Eimer leer mit Depoldeckel gegen Austrocknung mit M+W Artikelnummer 100 751.

2 Rollen à 240 Blatt

156 700

1 Pckg. **€ 30,90**

30⁹⁰



SIMPLEE® **SOFORT-KÄLTEKOMPRESSEN**

Einweg-Kältekompressen aus Vliesstoff, wird durch Druck aktiviert. Nach der Aktivierung ist der Beutel sofort einsatzbereit. Größe: 14 x 18 cm.

10 Stck.

156 060

1 Pckg.

€ 9,90

9⁹⁰



SIMPLEE® **HELIX TEST**

Indikator und Chargenkontroll-System zum Testen von Sterilisationsprozessen in Autoklaven der Klasse B nach EN-867-5.

250 Teststreifen, 1 Prüfkörper

156 715 1 Pckg. **€ 69,00**



69⁰⁰





SIMPLEE®
RECIPFILE V

NEU

Nickel-Titan Feilen zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit hervorragender Schneidleistung. Aufbereitung durch reziproke Bewegung. Die Feilen haben eine sehr gute Flexibilität und sind daher optimal geeignet für schmale, gekrümmte Kanäle. Mit wenigen Instrumenten kann der Wurzelkanal ohne großen Aufwand optimal aufbereitet werden. Es ist nur eine Einstellung am Motor nötig für die verschiedenen Größen der Feilen: Drehzahl: 300 RPM; 3 - max. 4 Nm.

Größe	R25	R40	R50
21 mm	156 640	156 643	156 646
25 mm	156 641	156 644	156 647
31 mm	156 642	156 645	156 648
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00



49⁰⁰



SIMPLEE®
RECIPFILE VB

NEU

Nickel-Titan Feilen mit erhöhter Bruchsicherheit durch Wärmebehandlung der Wurzelkanalinstrumente. Zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung mit hervorragender Schneidleistung. Aufbereitung durch reziproke Bewegung. Die Feilen haben eine sehr gute Flexibilität und sind daher sehr gut geeignet für schmale, gekrümmte Kanäle. Mit wenigen Instrumenten kann der Wurzelkanal ohne großen Aufwand optimal aufbereitet werden. Es ist nur eine Einstellung am Motor nötig für die verschiedenen Größen der Feilen: Drehzahl: 350 RPM; 3 - max. 4 Nm.

Größe	R25	R40	R50
21 mm	156 649	156 652	156 655
25 mm	156 650	156 653	156 656
31 mm	156 651	156 654	156 657
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 51,90	€ 51,90	€ 51,90



51⁹⁰



SIMPLEE®
W+ FEILEN

NEU

Nickel-Titan-Feilen für die maschinelle, reziproke Aufbereitung des Wurzelkanals. Die W+ Feilen sind besonders flexibel durch die Wärmebehandlung und passen sich auch stark gekrümmten Wurzelkanälen optimal an. Mit den Feilen decken Sie ein breites Spektrum an Kanalmorphologien ab. Mit nur wenigen Instrumenten können sie fast alle Wurzelkanalanatomien abdecken. Es ist nur eine Einstellung am Motor nötig für die verschiedenen Größen der Feilen: Drehzahl 250 RPM; 3 - max. 4 Nm.

Größe	large 45	medium 35	primary 25	small 20
21 mm	156 661	156 664	156 667	156 670
25 mm	156 662	156 665	156 668	156 671
31 mm	156 663	156 666	156 669	156 672
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00	€ 49,00

49⁰⁰



SIMPLEE®
W+ TUNNEL

NEU

Wärmebehandelte Gleitpfadfeilen, abgestimmt auf das Simplee W+ System Zur Präparation des Gleitpfades. Einstellung für den Endo Motor: 3-4 N. cm, 350 RPM.

Größe	15/.02
21 mm	156 658
25 mm	156 659
31 mm	156 660
1 Pckg. à 6 Stck.	€ 44,90

44⁹⁰




**SIMPLEE®****PAPIERSPITZEN W+****NEU**

Sterile Papierspitzen abgestimmt auf das Simplee W+ System.

Größe 100 Stck.small 20 **156 685**primary 25 **156 686**medium 35 **156 687**large 45 **156 688**1 Pckg. **9,50****9⁵⁰****SIMPLEE®****GUTTERCHASPITZEN W+****NEU**

Gutterchaspitzen abgestimmt auf das Simplee W+ System.

Größe 60 Stck.small 20 **156 675**primary 25 **156 676**medium 35 **156 677**large 45 **156 678**1 Pckg. **10,90****10⁹⁰****SIMPLEE®****PAPIERSPITZEN RECIP****NEU**

Sterile Papierspitzen abgestimmt auf das Simplee RecipFile V und VB System.

Größe 100 Stck.R25 **156 689**R40 **156 690**R50 **156 691**1 Pckg. **9,50****9⁵⁰****SIMPLEE®****GUTTAPERCHA RECIP****NEU**

Guttaperchaspitzen abgestimmt auf das Simplee RecipFile V und VB System.

Größe 60 Stck.R25 **156 679**R40 **156 680**R50 **156 681**1 Pckg. **10,90****10⁹⁰**

SIMPLEE® SIMPLE ROCK

Kunststoffveredelter Klasse IV Gips zur Herstellung von Zahnkranz- und Modellguss-Modellen. Thixotrope Konsistenz mit niedriger Expansion.

Farbe	20 kg
goldbraun	700 910
pastellgelb	700 912
1 Karton	€ 63,00

63⁰⁰

SIMPLEE® SIMPLE FLOW

Dünnflüssiger Klasse IV Sockelgips. Gute Fließfähigkeit bei niedriger Expansion und glatter Oberfläche. Splitcast und Modellsockel bleiben blasenfrei und passgenau.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 913
gelb	700 915
1 Karton	€ 54,00

54⁰⁰

SIMPLEE® SIMPLE ART

Synthetischer Klasse III Artikulationsgips (formaldehydfrei). Sehr standfest mit erhöhter Klebekraft. Ein Wegsacken des Modells bei der Artikulation bleibt aus.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 917
1 Karton	€ 39,00

39⁰⁰

SIMPLEE® SIMPLE ORTHO

Synthetischer Klasse III Hartgips zur Herstellung von KFO-Modellen. Bleibt auch beim manuellen Anrühren blasenfrei. Cremige Konsistenz und glatte Oberfläche. Zusätzlich geeignet für die Erstellung von Reparatur-, Kontroll- und Gegenbiss-Modellen.

Farbe	20 kg
weiß	700 918
blau	700 919
1 Karton	€ 36,00

36⁰⁰

SIMPLEE® SIMPLE STONE

Allround Super-Hart-Gips der Klasse IV. Universell einsetzbar zur Herstellung von Kontroll- und Meistermodellen, sowie für die Modellgusstechnik. Thixotropes Fließverhalten und schnell entformbar.

Farbe	20 kg
extraweiß	700 920
goldbraun	700 923
1 Karton	€ 51,00

51⁰⁰



SIMPLEE®
All you need. No more. But no less.

Bitte beachten Sie: Die Preise der Produktlinie simplee sind nicht rabattfähig und schließen unsere sonst üblichen Auftrags- und auch Sonder Rabatte aus.