

#whdentalwerk



wh.com



Thed izpolni vsako željo



IDS
2025

Ponudbe in Novosti
Marec Junij 2025



Interaktivni katalog: za dodatne informacije kliknite na gumb

Hitra in majhna.



Lisa Mini 5 literska +
Assisitina One

22 popolno reprocesiranih
instrumentov v samo
10 minutah.

4.000€

-6.526 €

Novo!

lisa mini

Popolno ujemanje.



Sklopka
Roto Quick
RQ-24

195€

-310 €

Vrhunska tehnologija.



Najbolj
prodajano



Synea Vision
Turbina
TK-98 L

990€

-1.499 €



Synea Vision
Kolenčnik 1:5
WK-99 LT

990€

-1.572 €



Synea Vision
Kolenčnik 1:1
WK-56 LT

750€

-1.066 €




Synea Vision
Ročnik 1:1
HK-43 LT

700€

-1.036 €

Razmerje med kakovostjo in ceno.



Synea Fusion
Turbina
TG-98 L

535€

-935 €



Synea Fusion
Kolenčnik 1:5
WG-99 LT

645€

-1.192 €



Synea Fusion
Kolenčnik 1:1
WG-56 LT

470€

-825 €



Synea Fusion
Ročnik 1:1
HG-43 A

365€

-600 €

Najbolj
prodajano



Power Edition
Kolenčnik 1:4
WG-900 LT

760€

-1.250 €



Power Edition
Kolenčnik 1:4
WK-900 LT

1.150€

-1.650 €

Zanesljivo in učinkovito.



Alegra
Turbina
TE-95 RM

250€

-467 €



Alegra
Kolenčnik 1:1
WE-56

195€

-287 €



Alegra
Ročnik 1:1
HE-43

195€

-260 €

Pametna profilaksa.



Proxeo
**Twist
WP-66**

300€

-464 €



Proxeo
**ZE-55
RM**

300€

-450 €

synea
POWER EDITION

Zirconia

Novo!

Za najtrše materijale.

Največja učinkovitost rezanja
in daljša življenjska doba,
pri obdelavi najtrših materialov.



Enostavno popravilo.

Rotor Synea Vision
TK-94/97/98/100

265€

-383 €

Rotor Synea Fusion
TG-97/98

195€

-279 €

Rotor Alegra
TE-95 RM

115€

-249 €

Glava
WG-99/WK-99

235€

-367 €

Srednji prenosnik
WG-99/WK-99

85€

-132 €

Glava
WG-900/WK-900

285€

-355 €

Srednji prenosnik
WG-900/WK-900

105€

-129 €



Delovna ura ni vsteta v ceno

Garancija



Moč



Neodvisna osvetlitev



Pristan LED+



LED+ osvetlitev



led+



Braz osvetlitev



Osvetlitev



Kirurški potek dela

Kombinacija naprav Implantmed Plus in Piezomed Modul-
spreminja pravila igre v oralni
kirurgiji in implantologiji.

Kako zmanjšati tveganje neuspeha
pri implantiranju_ S pravilnim
spremljanjem različnih rizičnih
dejavnikov za pacienta
kot je kontrola navora vsadka ali
celjenje kosti.

Kirurški stolp "vse v enem"

- › Kirurški voziček
- › Implantmed SI/1023 + motor EM-19 LC
- › Brezžično pedalo S-NW
- › Luks instrument WS-75 L
- › Kostni set nastavkov piezo
- › Sinus set nastavkov piezo
- › Nastavek B6
- › Piezomed Plus modul SA 435

10.390€

~~15.121€~~



Vključuje 3 vtičnice s
pokrovom, vklopno stikalo in
prostor za skrivanje kablov.



Piezomed Modul Plus

- › Ključ za menjavo nastavkov
- › Samodejno zaznavanje instrumentov
- › Knjižnica nastavkov
- › 6x irigacijske cevke

3.950€

~~5.060€~~



Najbolj prodajano



Implantmed Plus + 1 Instrument

- › Implantmed SI-1023
- › Luks instrumenta WS-75 L, S 11 L ali WS -91L

4.355€

~~6.096€~~



Ali je vaš vsadek pripravljen za nadgradnjo?

OSSTELL
A GED COMPANY



Novo!

Osstell Classic

Osstell Classic vam pomaga
objektivno določiti stabilnost
implantata in izmeriti stopnjo
oseointegracije.

1.595€

~~1.950€~~



Osstell Beacon

- › Semafor za prikaz stanja stabilnosti
- › Dostop do platforme Osstell Connect
- › Možnost povezave z Implantmed Plus
- › **10 Smart Pegov brezplačno***

2.150€







~~2.967€~~

* ob registraciji Beacon aparata na Osstell connect

Vaš zanesljiv partner v implantologiji.

Implantmed se odlikuje po njegovi
enostavnosti upravljanja, zmogljivem
motorju in funkciji avtomatskega
rezanja navojev.

implantmed CLASSIC



Implantmed Classic SI-923 + 1 Instrument

- › Implantmed SI-923
- › Motor EM-19
- › Kabelski nožni regulator
- › Kolenčnik brez osvetlitve WI-75 E/KM

2.600€

~~4.347€~~



Ergonomični in robustni.



Kirurški kolenčnik 20:1 WS-75 L

popolno rokovanje
zaradi trikotne oblike.

990€

~~1.448€~~



Kirurški ročnik 1:1 S-11 L

odpiranje vpenjalne
glave samo z enim
prstom.

990€

~~1.437€~~



Kirurški kolenčnik 1:2,7 WS-91 L

popolno rokovanje
zaradi trikotne oblike.

990€

~~1.336€~~



Kirurški kolenčnik 1:2,7 WS-92 L

popolno rokovanje
zaradi trikotne oblike.

990€

~~1.336€~~



Kirurški kolenčnik 20:1 WS-75 LG

neodvisen izvor
svetlobe zaradi
vgrajenega generatorja

1.090€

~~1.602€~~



Kirurški ročnik 1:1 S-11 LG

odpiranje vpenjalne
glave samo z enim
prstom, neodvisen izvor
svetlobe zaradi
vgrajenega generatorja

1.090€

~~1.593€~~



Kirurški kolenčnik 20:1 WI-75 E/KM

popolno rokovanje
zaradi trikotne oblike.

540€

~~1.077€~~



Kirurški ročnik 1:1 S-11

odpiranje vpenjalne
glave samo z enim
prstom

540€

~~1.035€~~

Bodite varni. Popolno reprocesiranje z W&H.

Popolna zaščita med popolnim reprocesiranjem in sterilizacijo za vas, za osebje vaše klinike, za vaše paciente in za vaše družine.



Reprocesiranje rotacijskih instrumentov je zapletena dejavnost in je ključnega pomena znotraj zobozdravstvene ordinacije.

V 90% primerov, kjer ročnik zahteva prezgodnji tehnični servis, je glavni vzrok neustrezno vzdrževanje.

Prisotnost neodstranjenih organskih in anorganskih ostankov znotraj vrtljivega instrumenta lahko ogrozi ne le učinkovitost, temveč tudi življenjsko dobo.

Še več, instrument lahko spremeni v potencialni vir kontaminacije za pacienta. Ker Kolenčniki in Turbine ne morejo biti potopljene v čistilne in/ali razkuževalne tekočine ter niso obdelani z ultrazvočnimi napravami, je pomembno izvajati validiran postopek reprocesiranja.

Pojdimo skozi pravilne postopke ponovne obdelave korak za korakom.

aims Advanced Infection Prevention Management Solutions



1 Korak Čiščenje in Razkuževanje



2-4 Korak Notranje čiščenje in podmazovanje



5 Korak Pakiranje

Zapakirajte



6 Korak Sterilizacija

Vedno z visoko kakovostno demineralizirano vodo!



7 Korak Sledljivost

Shranjujte in sledite!



BePro Popolnoma viruciden! Namakalna kopel za dekontaminacijo

Kako veste kakšno je pravilno redčenje?
Imamo odgovor!!

56€

Novo!



Thed

Zavarujte svoj čas! Thermalno pranje, razkuževanje in sušenje v samo 43 minutah

7.200€



U-Son

Ultrazvok lahko odstrani celo najbolj trdovratne obloge iz deli, ki bi jih težko dosegli z ročnim čiščenjem.

3 litrski

6 litrski

580€ 950€

Novo!



Assistina One

instrumenti perfektno očiščeni in podmazani v 18 sekundah.

1.250€

-1.596 €

Najbolj prodajano



Seal²

Seal² zagotavlja odpornost in hermetično zapiranje z izdelavo popolnih 12 mm!

633€

-763 €



Multidem C27

Multidem dobavlja vrhunsko kvalitetno demineralizirano vodo in polni samodejno do 2 sterilizatorja.

333€

-403 €

Najbolj prodajano



Lara XL sterilizator 28 litrski

Patentirana tehnologija Eco Dry+ prilagaja čas sušenja glede na maso tovora. B-cikel v samo 28 minutah!

5.508€

-9.041 €

Najbolj prodajano



EliSafe Paket sledljivosti

Ustvarjanje povezave od sterilizacije do pacienta. Datoteka s tiskalnikom nalepk in bralnikom črtnih kod.

650€

-980 €

Termo-dezinfekcijski stroj W&H Izpolni vsako željo.

Več moči, več hitrosti, več prilagodljivosti ali vse to? Termo pralno dezinfekcijski napravi Thed+ in Thed zagotavljata močno čiščenje in razkuževanje, izjemno prilagodljivost obremenitve, skrajšani časi ponovne obdelave in še veliko več, za najzahtevnejše klinike.



Tehnologija Eco Dry
čas sušenja prilagodi masiobremenitve. Z aktivnim sušenjem zraka zagotovi najboljše rezultate in najhitrejši cikel traja samo 43 minut.



Osvetljen ročaj
Zahvaljujoč LED luči v ročaju, ponuja Thed+ informacije o napravi, stanje na prvi pogled za optimizacijo poteka dela in rezultatov. (Thed+)



Pametna naprava
notranji senzorji prepoznajo nastavitve za optimizacijo časa cikla, vode, energije in porabo kemikalij ter priporočajo najustrenejši program. (Thed+)



Novo!



thed

Prvi na trgu!

2 stopnji pomivanja in 3 pršilne roke za do 240 instrumentov ali 16 kg tovora.

BREZPLAČNO Assistina One z adapterji ISO & RM
ob nakupu kateregakoli Thed aparata



Gratis!

Namizna različica
v primerih ko ni vgradnega prostora.



Osvetljena komora
Pomivalna komora z notranjo osvetlitvijo (Thed+)



Unikatni sistem kartuš
za namizne različice ponuja hitro in varno zamenjavo kemikalij brez napake. Nagnjenost kartuš zagotavlja delovanje brez odpadnih kemikalij.

Direktna povezava
za dotok vode kjer demineralizator ni potreben.



Thed+
Namizni / Vgradni model
spodnje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

9.500€

Thed+
Namizni / Vgradni model
spodnje in zgornje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

10.300€

Thed
Namizni / Vgradni model
spodnje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

7.200€

Thed
Namizni / Vgradni model
spodnje in zgornje stojalo,
čistilo TE in sredstvo za sijaj

8.000€

Nadgradnja
s spodnjim stojalom

1.370€

BePro kemikalije
za namizne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent neutralnim pH. Noben neutralizator ni potreben.
1,5 litrska posoda

23,80€



Sredstvo za sijaj

Za boljše rezultate sušenja.
0,8 litrska posoda

21,50€

bepro

BePro kemikalije
za vgradne naprave



Čistilo TE

Tri-Enzymatic detergent z neutralnim pH. Noben neutralizator ni potreben.
5 litrska posoda

49€



Čistilo MA

Alkalni detergent kjer je potreben neutralizator.
5 litrska posoda

39€



Neutralizator C

Potreben pri uporabi alkalnih detergentov za obnovo pH.
5 litrska posoda

31€



Sredstvo za sijaj

Za boljše rezultate sušenja.
1 litrska posoda

17€

Najboljša sterilizacija razreda B.

Pri nakupu sterilizatorja ne gre za začetno nakupno ceno, temveč za strošek življenske dobe. Čas cikla, energija/voda, stroški porabe in vzdrževanja imajo neposreden vpliv na to.

S sterilizatorji W&H prihranite do 4.000 € v 10 LETIH!



Lisa Mini

- › Popolno opremljen sterilizator razreda B, ki omogoča najhitrejša cikle v svojem razredu.
- › Za do 22 instrumentov.

Lisa Mini
Komprimirani zrak 5l
Lisa Mini
Vakumska črpalka 5l

3.450€ 3.750€

~~4.930 €~~ ~~5.430 €~~

*Čas z uporabo hitrega cikla ** Poraba vode po ciklu pri tovoru 2 kg



Potrebujete daljšo garancijo?
Vprašajte nas!
250€ na leto,
do skupno 5 let!



Lina

- › Sterilizator razreda B, kjer so instrumenti popolnoma suhi po 48 minutah (tovor 2 kg).
- › Edinstvena možnost nadgradnje za prilagoditev in posodobitev glede na vaše potrebe.

Lina 17 litrski
Lina 22 litrski

3.950€ 4.090€

~~4.485 €~~ ~~7.075 €~~



Lara

- › Nadgradljiva: prilagodite vašo napravo skladno z vašimi potrebami, tudi večja hitrost ali celovito dokumentiranje.
- › Cikli razreda B popolnoma suhi v 40 minutah (tovor 2 kg).

Lara 17 litrski
Lara 22 litrski

4.645€ 4.785€

~~7.064 €~~ ~~7.694 €~~



Lara XL/XXL

- › Omogoča reprocesiranje do 7 kg (XL) in 10 kg (XXL) zavrtih instrumentov ali do 9 KG (XL) ,12 kg (XXL) zabojnikov
- › S tehnologijo Eco Dry: prilagodi čas sušenja obremenitvi.
- › Tip B ciklusi popolnoma suhi - pri obremenitvi 2 KG (XL), 3 KG (XXL). V samo 40 minutah.

Lara XL 28 litrski
Lara XXL 38 litrski

5.508€ 8.950€

~~9.041 €~~ ~~11.490 €~~



Lisa

- › S tehnologijo Eco Dry: prilagaja čas sušenja obremenitvi. To skrajša čas cikla, podaljša življenjsko dobo vaših instrumentov in optimizira porabo energije.
- › Tip B ciklus popolnoma suh pri obremenitvi 2 KG po le 30 minutah.

Lisa 17 litrski
Lisa 22 litrski

5.950€ 6.300€

~~8.644 €~~ ~~9.270 €~~



Ali potrebujete samo sterilizator? Ali ste prepričani?

Izkoristite najboljšo ceno W&H izdelkov ob nakupu skupaj s sterilizatorjem W&H!



Assistina One

Čiščenje in podmazovanje v 18 sekundah.

850€

~~1.596 €~~



Implantmed Plus + 1 Instrument

- › Implantmed SI-1023
- › Luks instrumenta WS-75 L, S 11 L ali WS -91L

3.270€

~~6.096 €~~



Paket kolenčnikov Synea Vision

- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT
- › Kolenčnik 1:5 WK-99 LT

870€

~~2.638 €~~



Paket Synea Vision

- › Turbina TK-98 L
- › Sklopka RQ-24
- › Kolenčnik 1:1 WK-56 LT

1.095€

~~2.875 €~~

Edinstveni standardi pri vsakem W&H sterilizatorju

- › Samodejno snemanje cikla prek USB-ja
- › **Prikazni meni je na voljo v Slovenščini**
- › Notranja in zunanja oskrba z vodo
- › Enostavno čiščenje in odvajanje vode spredaj
- › Filter za prah za zaščito elektronike
- › 2 leti garancije

Uspešnost, učinkovitost, združljivost in zanesljivost.

4 parametri, ki jih je treba upoštevati, ko izbiramo čistilna in dezinfekcijska sredstva.



BePro ima polno virucidno učinkovitost... Kaj pa vaše?



BePro Mini-Bath

Basket designed for small items.

9€



Razkužilna banjica za dekontaminacijo

Kako veste kakšno je pravilno redčenje? Imamo odgovor!!

56€



Razkužilo I

Zmogljivo razkužilo koncentrat za medicinske in zobozdravstvene instrumente.

2-litrska steklenica

41€

-69 €



Razkužilo R

Sredstvo pripravljeno za uporabo, za dezinfekcijo in čiščenje rotacijskih zob instrumentov.

1-litrska posoda

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

13€

46€

-49 €

-66 €

bepro



Robčki za dezinfekcijo

Površinsko razkužilo
Združljivi z 250 materiali.

120 robčkov
tuba

120 robčkov
refil

9€

7€

-43 €

-10 €



Razkužilo v spreju

Površinsko razkužilo za hitro dezinfekcijo in čiščenje neinvazivnega medicinske pripomočke.

1 litrski sprej

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

13€

49€

-49 €

-70 €



Disinfectant Concentrate

Disinfection and cleaning of both large surfaces and non-invasive medical devices.

1 litre bottle

19€

-27 €



Sesalni CM

Koncentrat za tedensko kontra čiščenje - kisline in za vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

20€

-29 €



Sesalni CD

Dezinfekcija za dnevno čiščenje in vzdrževanje dentalnih sesalnih sistemov.

5-litrska posoda z aktivnim ogljem

38€

-54 €