



OptiShade™

Poenostavljeni univerzalni kompozitni sistem

Poenostavite potek dela s samo tremi odtenki.

OptiShade na podlagi tehnologije prilagodljivega odziva zajame vseh 16 običajnih odtenkov VITA® z zgolj tremi odtenki. Poenostavite upravljanje inventarja in prihranite čas pri izbiri odtenka, hkrati pa zaupajte v vrhunske lastnosti z vidika uporabe in izjemno estetske restavracije. Uporabite SimpliShade, da bodo vaši bolniki samozavestno nasmejani, vaše delo pa preprosto.

Lastnosti in prednosti



Poenostavite ujemanje odtenkov

Lažja in hitrejša izbira odtenka. OptiShade zajame vseh 16 običajnih odtenkov VITA z zgolj tremi odtenki: svetlim, srednjim, temnim.



Tehnologija prilagodljivega odziva (ART)

Omrežje polnila ART, preverjena tehnologija, ki jo najdemo v kompozitu Harmonize™, vam pomaga oblikovati realistične restavracije, ki se ponašajo z izjemno trdnostjo in edinstvenim videzom.



Poenostavite upravljanje inventarja

Prihranite čas in denar z zelo malo odtenki, s katerimi boste zajeli skoraj vse odtenke kompozitov. Pospravite svoje police, izognite se obremenjujočim ponovnim naročilom preveč različnih številok delov in zmanjšajte ali pozabite na izdelke s pretečenim rokom.



Univerzalno uporaben za vse razrede kavitet

Za razliko od kompozita OMNICHROMA® lahko OptiShade samozavestno uporabljajte pri vseh razredih kavitet brez uporabe materiala OMNICHROMA BLOCKER.*

Poenostavitev brez kompromisov


Poenostavite potek dela in upravljanje zalog, ne da bi s tem ogrozili stvari, ki so pri restavracijah najbolj pomembne.

Restavracije s sijajem


SimpliShade z manjšo velikostjo delcev 50 nm omogoča boljše poliranje ter trajno ohrani lesk in sijaj.²

Grafikon polirnosti (GU)

Progloss, 10 sekund



Sijaj po obrabi zobne ščetke (GU)




Interni podatki podjetja Kerr. Na voljo na zahtevo.

Trajnejše restavracije


Sistem ART omogoča visoko 81-odstotno vsebnost polnila za trajno odlično trdnost, manj krušenja in zlomov.

Upogibna trdnost (MPa)




Univerza v Alabami v Birminghamu

Volumetrična obraba (mm³)



Odlična radioneprepustnost

Bolj kot je kompozit radioneprepusten, lažje je restavracijo razlikovati od zobne strukture pri radiografiji. OptiShade je s 300-odstotno radioneprepustnostjo v primerjavi z aluminijem skoraj dvakrat bolj radioneprepusten kot OMNICHROMA.¹



Radiografija človeškega zoba z restavracijo razreda II.²


Optimalna prosojnost

OptiShade zagotavlja idealno motnost za posnemanje zobne strukture in boljše prikrivanje zobnih madežev ter se lepo zlije s sosednjimi zobmi za bolj realistično restavracijo.²



Lepše ujemanje

OptiShade ima izboljšan učinek spreminjanja barv za boljše ujemanje v primerjavi s kompozitom OMNICHROMA, ki se uporablja z materialom BLOCKER.²




OM - OMNICHROMA® z materialom BLOCKER **OS** - OptiShade™

Pred kompozitom OptiShade in po njem


Ustreza vodniku za odtenke VITA

SVETEL



A1, B1, B2, C1, D2

SREDNJI



A2, A3, C2, D3, D4

TEMEN



A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Slike primera z dovoljenjem Dr. Matthewa Millerja

Informacije za naročilo

- 37111** Brizga, svetla
- 37112** Brizga, srednja
- 37113** Brizga, temna
- 37114** Brizga, beljeno bela
- 37115** Brizga, univerzalno motna

- 37116** Unidose, 20 kosov, svetla
- 37117** Unidose, 20 kosov, srednja
- 37118** Unidose, 10 kosov, temna
- 37119** Unidose, 10 kosov, beljeno bela
- 37120** Unidose, 10 kosov, univerzalno motna

Za več informacij obiščite kerrdental.com.

Viri:

- Univerza v Alabami v Birminghamu
- Interni podatki podjetja Kerr. Na voljo na zahtevo.

SimpliShade je blagovna znamka podjetja Kerr Corporation. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Študija Univerze v Alabami v Birminghamu je bila slepa študija, ki jo je sponzoriral Kerr.